

Il PangaO Lite è un apparecchio massaggiatore leggero e maneggevole che allevia il dolore al collo mediante la stimolazione delle fasce muscolari che circondano la parte superiore della colonna vertebrale. Grazie alle tecniche avanzate di elettrostimolazione contribuisce a migliorare la circolazione sanguigna. Scioglie le contratture muscolari e riduce l'infiammazione causata da un'errata postura o dalla stanchezza. È più facile da usare grazie al nuovo design ergonomico. Il PangaO Lite è più compatto per una maneggevolezza ancora maggiore.

Migliora la circolazione sanguigna
Stimola e rinforza l'area massaggiata
Rilassa i muscoli
Allevia lo stress
6 programmi diversi
Nuovo design ergonomico

Utilizzare il PangaO al massimo 3 volte al giorno e per 15 minuti per ogni sessione.

Non utilizzare in combinazione con dispositivi medici come i pacemaker.

Attenzione. Non esporre alla luce solare diretta e tenere lontano dagli ambienti umidi.

L'uso eccessivo potrebbe provocare dei disturbi all'organismo.

1-Inumidire leggermente con un asciugamano la parte interna dell'apparecchio (le 2 superfici rotonde).

2-Accendere l'apparecchio. Spostare il pulsante dalla posizione 'off' alla posizione 'on'.

L'apparecchio è adesso attivato e si sente un suono.

3-Premere il pulsante arancione on/off situato sul lato dell'apparecchio. Il piccolo schermo dell'apparecchio verrà attivato. Il PangaO ha 6 programmi di massaggio che possono essere selezionati premendo il pulsante di selezione grigio.

4-Posizionare l'apparecchio sul collo. Per azionare l'apparecchio premere il pulsante grigio 'strong'. IL PangaO dispone di 16 livelli di intensità. Per aumentare l'intensità premere il pulsante grigio 'strong'. Per diminuire l'intensità premere il pulsante arancione 'weak'.

Integrazione alle istruzioni per l'uso di Pangao Lite

Nelle istruzioni per l'uso in lingua inglese fornite insieme al Pangao Lite sono indicati i seguenti programmi di massaggio:

Programma 1 (programma predefinito 1): spia 1 accesa

Programma 2 (programma predefinito 2): spia 2 accesa

Programma 3 (manipolazione): spia 3 accesa

Programma 4 (shiatsu): spie 1 e 3 accese

Programma 5 (rilassamento): spie 2 e 3 accese

Programma 6 (pulsante): spie 1, 2 e 3 accese.