

Nekmassageapparaat : Handleiding

PangaO home health

Product introductie

Het PG-2601B21 nekmassageapparaat neemt een gestroomlijnd, ringvorming ontwerp aan in overeenstemming met de fysiologische kromming van de menselijke nek; gebruikt de synchrone meerkanaals gezondheidszorg met lage-intensiteits elektrotherapie, magneettherapie en ringvormige tractie om een efficiënt energieveld te genereren dat een diepe werking heeft op weefsel en beenderen. Tijdens de werking behoudt het de aanbevolen fysiologische houding en biedt een wetenschappelijk platform voor de waarschuwingen i.v.m. de cervicale spondylose. De PG-2601B21 biedt u een efficiënt en aangenaam multifunctioneel systematisch gezondheidsapparaat bij u thuis voor een economische prijs.

Toepassingsgebied

Dit product kan gebruikt worden om de lokale bloedcirculatie te stimuleren, spieren te ontspannen en vermoeidheid te verminderen. Het is toepasbaar in de gezondheidszorg en voorkomt nekklachten, gevoelloosheid in schouders en armen, hoofdpijn en duizeligheid afkomstig van cervicale spondylose.

Productkarakteristieken

- Het ergonomisch design stemt artistiek en wetenschappelijk overeen met de nekcurve.
- Aangedreven door 2 #7 batterijen, veilig en betrouwbaar
- Maakt gebruik van synchrone meerkanaals gezondheidszorg met lage-intensiteits elektrotherapie, magneettherapie en ringvormige tractie om een efficiënt energieveld te genereren
- De laatste 3D-intelligente anastomotische technologie was gebruikt om de elektroden makkelijk de reguleren naargelang de nekcurve en zo een comfortabel gebruik te garanderen
- 2 automatische massagemodules en 4 manuele massagemodi kunnen geselecteerd worden om de gebruikers te diversifiëren.
- Meerdere ingebouwde magneten kunnen magneettherapie implementeren gebaseerd op de menselijke acupunctuurpunten, de yin-yangbalans reguleren en de circulatie bevorderen
- Uitgerust met een ledindicatielichtje zodat de werking simpel en duidelijk is.

Onderdelen



Werkingsmethode

I. Voeding

Open het batterijafdekplaatje en plaats 2 #7 batterijen in het compartiment rekening houdend met de +/- tekens.

II. Functionele werking

- 1) Switch de powerknop naar “aan”, veeg het toestel schoon met een vochtige doek en plaats het massageapparaat dichtbij de nek. Verwijder zeker eventuele zweetresten voor gebruik.
- 2) Druk op de ON/OFF-knop aan de rechterzijde van het toestel. Het apparaat start op na het horen van de pieptoon van de buzzer. Daarna licht het eerste indicatieledje op. Druk op de STRONG-knop aan de linkerzijde om het menu naar de automatische massagemodus 1 te openen.

- A. Automatische massagemodus 1
- B. Eerste versnelling massage sterkte
- C. Timing van 15 minuten

Druk op ON/OFF aan de rechterzijde om de massage te beëindigen.

3) Gebruik van de MODE-knop

Modus wisselaar: 6 verschillende mode kunnen geselecteerd worden door op de MODE-knop aan de rechterzijde te drukken; de standaard “default” modus is modus 1 (automatische compositie modus 1) en het modusindicatorledje 1 licht op. De sterkte zal telkens eerste versnelling zijn bij het veranderen van modus. De 6 massage mode zijn de volgende:

Modus 1: automatische compositie 1; modusindicatorled 1 licht op

Modus 2: automatische compositie 2; modusindicatorled 2 licht op

Modus 3: manipulatie; modusindicatorled 3 licht op

Modus 4: Shiatsu; modusindicatorleds 1 en 3 lichten tegelijkertijd op

Modus 5: malaxatie; modusindicatorleds 2 en 3 lichten tegelijkertijd op

Modus 6: kloppend; modusindicatorleds 1, 2 en 3 lichten samen op

Automatische compositie modi 1 en 3 zijn manueel ingestelde modi op basis van een automatische cyclus en zullen automatische wisselen om de minuut;. Automatische compositie is aangeraden.

4) Gebruik van STRONG-knop

Knop om de sterkte van de massage in te stellen: wordt in de 0-versnelling gezet aan de start. Klik op de STRONG-knop aan de linkerzijde om een versnelling te stijgen. In totaal zijn er 16 versnellingen. Kies a.u.b. een aangename sterkte voor uw massage. De laagste versnellingen zijn aan te raden bij een eerste gebruik.

5) Gebruik van WEAK-knop

Vermindert de sterkte van de massage: klik op de WEAK-knop aan de linkerzijde om de sterkte te verminderen met 1 versnelling. Er zijn in totaal 16 versnellingen. 10 tot 20 minuten gebruiken is aan te raden, 1x daags.

Waarschuwingen voor schoonmaak, levensduur en opslag

1) Onderhoud en schoonmaak

- Maak het toestel schoon met een droge handdoek of vod wanneer het buil is
- Maak de polen (“conductive pole”) geregeld schoon; liefst met een handdoek of vod en een klein beetje water. Bij een zeer vuil toestel, maak schoon met medische alcohol (minimumpercentage van 75%).

2) Opslag/bewaren

- Buiten het bereik van kinderen bewaren
- Niet direct in het zonlicht plaatsen. Ook niet in hete of vochtige omgevingen.
- Gelieve te bewaren op een droge geventileerde plaats
- Gelieve niet uit elkaar te halen, te herstellen of te transformeren zonder toestemming van de fabrikant, dit om ongevallen of schade te voorkomen

Veiligheidsvoorschriften

De waarschuwingstekens en afbeeldingen in deze handleiding worden gebruikt om u eraan te herinneren dit product veilig en correct te gebruiken en om schade aan uzelf en andere te voorkomen.

De **waarschuwingstekens** zijn de volgende:

Warning signs	Meanings
 Dangerous	Incorrect use may cause the danger of casualties or serious injury.
 Warning	Incorrect use may cause the possibility of casualties or serious injury.
 Attention	Incorrect use may cause the possibility of casualties or goods damage.

Waarschuwingafbeeldingen:



Dit teken betekent “VERBOD” (niet toegestaan). Wat verboden is wordt aangeduid door de afbeelding binnen de cirkel. Zo betekent de afbeelding hier “niet uit elkaar halen”.



Dit teken beeldt een “HANDHAVING” uit (iets wat u moet doen). Wat u moet doen wordt aangeduid door de afbeelding binnen de cirkel. De afbeelding hier is een algemene handhaving.



Type BF toegepaste onderdelen

!

Gebruik de PangaO niet met andere medische instrumenten zoals een pacemaker of andere (hart)apparaten gebruikt voor de levensondersteuning.

Gebruik dit apparaat niet samen met ander chirurgisch gereedschap werkend op hoge frequentie gezien dit schade aan het toestel en de polen kan toebrengen. Gebruik dit product eveneens niet in de nabijheid van toestellen met korte of lange golven zoals de microgolfoven omdat dit kan leiden tot een instabiele werking.

Zwangere vrouwen, vrouwen tijdens hun maandstonden, patiënten met allergieën en/of verschillende hart- en vaatziekten contacteren best eerst een dokter voor het apparaat te gebruiken.

!

- Gebruik dit toestel niet in de hart- of mondstreek, op het achterhoofd, in de buurt van de genitaliën, op huidaandoeningen, enz.
- Patiënten met perceptieproblemen kunnen dit toestel niet gebruiken.
- Gebruik dit toestel niet in hoge temperaturen, ontvlambare plaatsen, plaatsen met elektromagnetische radiatie of vochtige plaatsen.
- Niet gebruiken onder de douche, tijdens het zweten of slapen.

Gelieve niet uit elkaar te halen, te herstellen of te transformeren zonder toestemming van de fabrikant, dit om ongevallen of schade te voorkomen.

- Verplaats het toestel niet tijdens de procedure, sluit eerst het apparaat af vooraleer de positie te veranderen.
- Gelieve dit niet te gebruiken bij volwassenen en kinderen die niet bij bewustzijn zijn.
- Gelieve te stoppen en een dokter te consulteren indien u zich niet comfortabel voelt tijdens het gebruik.
- Indien u het toestel gedurende lange periodes niet gebruikt, verwijder dan de batterijen. Lekkende batterijen kunnen leiden tot defecten in het toestel.

Technische parameters en specificaties

1) Productspecificaties

Naam: Neck Massager

Model: PG-2601B21

Voeding: 3 V DC 30 mA (2x #7 batterijen)

Afmetingen doos: 210 x 188 x 77 mm

Gewicht: 410 g

2) Normale werkscondities

Omgevingstemperatuur: 5°C tot 40°C

Vochtigheid <80%

Druk: 86 kPa – 106 kPa

3) Elektrische prestaties

Frequentie: 1 Hz – 1000 Hz

Vierkante golven: 20 µs – 400 µs

Oppervlakkige magnetische intensiteit: niet minder dan 0,01 T

Tijd: 15 minuten, tolerantie van ongeveer 10%

4) Vervoer en stockage

Temperatuur: -20°C tot 55°C

Vochtigheid: <93%

Druk: 50 kPa – 106 kPa