

pangao

NECK MASSAGER

Instruction Manual

PG-2601B15



Shenzhen Pangao Electronic Co., Ltd.

Main Site: No.25 1st Industry Zone, Fenghuang Road,
Xikeng Village, Henggang Town, Longgang District,
Shenzhen, Guangdong China

Tel:+86-0755-33825988

Fax: +86-0755-33825989

Web: www.pan-go.com

Thank you for using Pangao product.

Please read this manual carefully before use and keep it well for future reference.
This manual includes technology and using information

Product Instruction

The PG-2601B15 intelligent neck massager is of a streamline ring-shaped design consistent with the human cervical vertebra physiological curvature. It combines four functions of far infrared heating, vibration, red light therapy and circular traction, which can lead the curative effect to reach directly the body's deep tissues and marrow. During the entire treatment period, it can always keep human body at a proper physical position to provide a scientific platform for correct prevention and treatment of cervical vertebra diseases, thus offering you an easy, efficient, cost-effective and pleasant multifunctional systemic health care at home.

Product Scope of Application

This massager can promote local blood circulation, relax local muscles and relieve fatigue, thus it's applicable to health care and prevention of neck pain, numbness of shoulders and arms, headache and dizziness arising from cervical vertebra diseases.

Product Features

- Ergonomic design, aesthetic and scientific, perfectly fit the neck curve;
- Synchronous health care system combining FIR heat, vibration, red light and circular traction is applied to form an efficient composite energy field;
- The FIR heat, which is designed with three grades "Low, Medium and High" levels, users may choose according to their needs and ambient temperature;
- It can promote local blood circulation with visible red light illumination with a wavelength of 600-650nm.
- Built-in high capacity lithium battery, USB fast charging, easy to use.
- LED display, easy to operate.
- Auto turn off without any operation after 30 minutes.

Main structure of product



USB cable

How to use

1. Please full charge the product before using it for the first time.
2. During the use of the massager, when you hear the buzzer beep for 3 consecutive times, it means that the built-in lithium battery power is low. You can plug one end of the charging cable into the host and plug another end into the mobile power bank or computer USB port (5V DC) charging, and the power indicator will flash green. When the battery is fully charged, the power indicator keeps green.

How to Operate


1. Press “” button shortly and the massager starts to work with default heating mode 2 and it will stop working automatically after 30 minutes.
2. Then press the “” button again to select 4 different modes, and the “1, 2, 3,4” indicators will light up accordingly. Cycle in sequence: 2 (medium heat)-3 (intermittent vibration + medium heat) - 4 (high heat) -1 (low heat) - 2(medium heat) - 3 (intermittent vibration + medium heat) - 4 (high heat) - 1 (low heat)...
3. Long press “” button 1~2 seconds and shut down the power.

Use of rechargeable battery

1. During the use of the massager, when you hear the buzzer beep for 3 consecutive times, it means that the built-in lithium battery power is low. You can plug one end of the charging cable into the host and plug another end into the mobile power bank or computer USB port (5V DC) charging, and then the power indicator will flash green. When the battery is fully charged, the power indicator keeps green. It will take about 2-3 hours to fully charge.
2. In the case of normal use, the longevity of this rechargeable battery is over 500 times for charging and discharging, and can be used for about 2-3 years (30 minutes per day).
3. When the rechargeable battery is not used for a long time, the service life will be shortened. It is recommended that it should be charged at least once a month.

The way to take out built-in rechargeable battery

1. The lithium battery built into this product contains substances that may pollute the environment. Please take out the battery before disposing of this product.
2. Please make sure to turn off the power before disassembling the product and taking out the lithium battery.
3. Follow the below steps from 1 to 4 to take out the battery gradually as the picture shown.
4. The battery must be discarded at a place regulated by the government or a recycling unit.



Safety Precautions

1. Please read and understand all the contents of the manual before using this product.
2. This apparatus cannot be used for pregnant women and those in menstrual period and people with sensitive skin, heart disease, abnormal blood pressure, malignant tumor, cerebral vascular disease, or acute disease, or others under treatment before consultation with the doctor.
3. Prohibit using it when bathing, sweating or sleeping.
4. Don't use this massager on children or those without expressing ability consciousness.
5. Prohibit using it for patients with perceptual disability or those who are not sensitive to heat.
6. In case of any discomfort in using this massager, stop using immediately and seek a doctor.
7. Prohibit using it in high temperature, electromagnetic radiation, inflammable or damp places.
8. Please don't disassemble, repair and refit this massager without permission, or a trouble or electric shock will be caused.
9. Please don't wash this product with water.

Cleaning and Maintenance

1. When cleaning the product, wipe it with a soft cloth or a towel dampened with a little water, and do not wipe with a volatile preparation.
2. Please store it in a dry and ventilated place.
3. Don't store it in places with direct sunshine, high temperature or moisture.
4. Avoid using corrosive liquids such as benzene, thinner and other chemical solvents on this product and accessories.

Product scrapping

In order to avoid environmental pollution, when the massage device and accessories are aging and cannot be used, please do not discard them at random. Dispose of them. Dispose of the treatment according to local environmental protection requirements.

Troubleshooting

Do not disassemble or attempt repairs privately.

Problems	Inspection Item	Solution
Failure to boot	Is the internal rechargeable battery of the main unit low?	If it is in low power, please charge it with a USB charging cable.
Can't charge or no charging indication	Is the USB cable connected well?	Check that the USB cable is in place.
	Is the charging power supply low?	Is the charging power output normal?
Not working	in standby?	Press the model button again.

Technical Parameters and Specifications

1. Product specifications

Name: Neck massager
Model: PG-2601B15
Power supply: 5V DC 1A(USB);
Input power: 5W
Lithium battery: 3.7V DC 1100mAh
Heating temperature: +38°C~+48°C;
Charging time 2~3 hours
Dimension of packaging box: 210x188x77 mm
Weight: about 155g

2. Transport and storage conditions

Ambient temperature: -20°C ~ +55°C;
Relative humidity: ≤ 93%;
Atmosphere pressure: 50 kPa ~ 106 kPa.

NEKMASSAGEAPPARAAT

Gebruiksaanwijzing

PG-2601B15



Shenzhen Pangao Electronic Co., Ltd.

Hoofdlocatie: No.25 1st Industry Zone, Fenghuang
Road, Xikeng Village, Henggang Town, Longgang
District, Shenzhen, Guangdong China

Tel:+86-0755-33825988

Fax: +86-0755-33825989

Web: www.pan-go.com

Bedankt voor het gebruik van een Pangao product.

Lees deze handleiding voor gebruik zorgvuldig door en bewaar hem goed voor toekomstige inzage. Deze handleiding bevat informatie over de techniek en het gebruik

Productinstructie

Het PG-2601B15 intelligente nekmassageapparaat is een gestroomlijnd ringvormig ontwerp dat in overeenstemming is met de fysiologische kromming van de menselijke halswervels. Het combineert vier verschillende functies, infraroodverwarming, vibratie, roodlichttherapie en cirkelvormige tractie. Deze hebben alleen een genezend effect aangezien ze de diepe weefsels en het merg van het lichaam kunnen bereiken. Gedurende de gehele behandelingsperiode houdt het menselijk lichaam altijd in een goede fysieke positie om een wetenschappelijk platform te bieden voor de juiste preventie en behandeling van halswervelaandoeningen. Dit biedt u een eenvoudig, efficiënt, kosteneffectief en prettig multifunctioneel systemisch gezondheidszorg bij u in huis.


Toepassingsgebied Van Het Product

Dit massageapparaat kan de lokale bloedsomloop bevorderen, lokale spieren ontspannen en vermoeidheid verlichten. Hierdoor kan het worden gebruikt voor de verbetering van de gezondheid en preventie van nekpijn, gevoelloosheid van schouders en armen, hoofdpijn en duizeligheid als gevolg van nekervelaandoeningen.

Producteigenschappen

- Ergonomisch ontwerp, esthetisch en wetenschappelijk, perfect passend bij de nekcurve; het synchroon gezondheidssysteem dat FIR-warmte, trillingen, rood licht en cirkelvormige tractie combineert, wordt toegepast om een efficiënt composit energieveld te vormen;
- De FIR warmte, die is ontworpen met drie standen "Laag, Gemiddeld en Hoog". Gebruikers kunnen kiezen op basis van hun behoeften en de omgevingstemperatuur;
- Het kan de lokale bloedsomloop met zichtbare rode lichtverlichting met een golflengte van 600-650nm bevorderen. Ingebouwde hoge capaciteit lithium batterij, USB snel opladen, gemakkelijk te gebruiken. LED-scherm, gemakkelijk te bedienen.
- Automatisch uitschakelen na 30 minuten zonder gebruik.

Hoofdstructuur van het product



USB cable

Hoe te beginnen

1. Laad het product volledig op voordat u het voor de eerste keer gebruikt.
2. Als u de zoemer 3 keer achter elkaar hoort piepen tijdens het gebruik van het massageapparaat dan betekent dit dat de ingebouwde lithiumbatterij bijna leeg is. U kunt het ene uiteinde van de oplaadkabel in de host steken en een ander uiteinde in de mobiele stroombank of computer USB-poort (5V DC) opladen, en de oplaadindicator zal groen knipperen. Wanneer de batterij volledig is opgeladen blijft de oplaadindicator groen.

In gebruik


1. Druk kort op de "P" knop en het massageapparaat begint te werken met de standaard verwarmingsmodus 2 en zal na 30 minuten automatisch stoppen met werken.
2. Druk vervolgens opnieuw op de "P" knop om 4 verschillende modi te selecteren, en de "1, 2, 3,4" indicatoren zullen overeenkomstig oplichten. Cyclus in volgorde: 2 (gemiddelde warmte)-3 (met tussenpozen trillen + gemiddelde warmte) - 4 (hoge warmte) -1 (lage warmte) - 2 (gemiddelde warmte) - 3 (met tussenpozen trillen + gemiddelde warmte) - 4 (hoge warmte) - 1 (lage warmte) - 1 (lage warmte)...
3. Druk lang op de "P" knop gedurende 1~2 seconden om uit te zetten.

Gebruik van oplaadbare batterij

1. Als tijdens het gebruik van het massageapparaat, wanneer u de zoemer 3 keer achter elkaar hoort piepen dan betekent dit dat de ingebouwde lithiumbatterij bijna leeg is. U kunt het ene uiteinde van de oplaadkabel in de ontvanger steken en een ander uiteinde in de mobiele power bank of computer USB-poort (5V DC) opladen. De stroomindicator zal groen knipperen. Wanneer de batterij volledig is opgeladen blijft de stroomindicator groen. Het duurt ongeveer 2-3 uur om de batterij volledig op te laden.
2. Bij normaal gebruik is de levensduur van deze oplaadbare batterij meer dan 500 keer voor het opladen en ontladen en kan deze ongeveer 2-3 jaar worden gebruikt (30 minuten per dag).
3. Wanneer de oplaadbare batterij lange tijd niet wordt gebruikt wordt de levensduur verkort. Het is aan te bevelen om de accu ten minste één keer per maand op te laden.

De manier om de ingebouwde oplaadbare batterij te verwijderen

1. De in dit product ingebouwde lithiumbatterij bevat stoffen die het milieu kunnen vervuilen. Gelieve de batterij te verwijderen voordat u dit product weggooit.
2. Zorg ervoor dat u de stroom uitzet alvorens het product te demonteren en de lithiumbatterij te verwijderen.
3. Volg de onderstaande stappen van 1 tot 4 om de batterij geleidelijk te verwijderen zoals op de getoonde foto.
4. De batterij moet worden weggegooid op een door de overheid voorgeschreven plek of bij een recyclingbedrijf.



Veiligheidsmaatregelen

1. Lees en begrijp de volledige inhoud van de handleiding voordat u dit product gebruikt.
2. Dit apparaat kan niet worden gebruikt door **zwangere** vrouwen en vrouwen in de menstruatieperiode en mensen met een gevoelige huid, hartaandoeningen, abnormale bloeddruk, kwaadaardige tumor, hersen- en vaatziekten of acute ziekten, of door anderen die onder behandeling zijn voordat de arts wordt geraadpleegd.
3. Niet te gebruiken tijdens het baden, zweten of slapen.
4. Gebruik het massageapparaat niet op kinderen of mensen waar het bewustzijn niet kan worden bepaald.
5. Niet te gebruiken door patiënten met een perceptuele handicap of voor mensen die niet gevoelig zijn voor warmte.
In geval van enig ongemak bij het gebruik van deze massageapparaat, stop onmiddellijk met het gebruik en ga naar een dokter
6. Niet te gebruiken bij hoge temperaturen, elektromagnetische straling, op ontvlambare of vochtige plaatsen.
7. Demonteer, repareer en monteer dit massageapparaat niet zonder toestemming, anders ontstaat er mogelijk problemen of een elektrische schok.
8. Niet wassen met water.

Reiniging en Onderhoud

1. Bij het reinigen van het product veeg het af met een zachte doek of een met een beetje water bevochtigde handdoek. Veeg het niet af met een vluchtbare substantie.
2. Bewaar het op een droge en goed geventileerde plek.
3. Bewaar het niet op plekken met directe zonnestraling, hoge temperatuur of vocht.
4. Vermijd het gebruik van bijtende vloeistoffen zoals benzeen, verdunner en andere chemische oplosmiddelen op dit product en accessoires.

Product weggooien

Om milieuvervuiling te voorkomen verzoeken wij u, wanneer het massageapparaat en de accessoires verouderd zijn en niet meer gebruikt kunnen worden, deze niet zomaar weg te gooien. Gooi ze verantwoord weg. Voer de verwerking uit als volgens de plaatselijke milieuvoorzchriften

Problemen

Demonteer of Problemen	probeer niet zelf te repareren. Inspectiepunt	Oplossing
Niet opstarten	Is de interne oplaadbare batterij van het apparaat bijna leeg?	Indien op laag vermogen, laadt deze dan op met een USB-oplaadkabel.
Kan niet opladen of geen oplaadindicatie	Is de USB-kabel goed aangesloten?	Controleer of de USB-kabel op zijn plaats zit.
	Is de oplaadstroomvoorziening laag?	Is het laadvermogen normaal?
Werkt niet	in stand-by stand?	Druk nogmaals op de model knop.

Technische Parameters En Specificaties

1. Productspecificaties

Naam:nekmassageapparaat
Model: PG-2601B15
Stroomtoevoer: 5V DC 1A(USB);
Invoervermogen: 5W
Lithium batterij: 3.7V DC 1100mAh
Verwarmingstemperatuur: +38°C~+48°C;
Oplaadtijd 2~3 uur
Afmeting van de verpakking: 210x188x77 mm
Gewicht: ongeveer 155g

2. Transport- en opslagomstandigheden

Omgevingstemperatuur: -20°C ~ +55°C;
Relatieve luchtvochtigheid: ≤93%;
Atmosferische druk: 50 kPa ~ 106 kPa.

MASAJEADOR DE CUELLO

Manual de instrucciones

PG-2601B15



Shenzhen Panggo Electronic Co., Ltd.

Sede principal: No.25 1st Industry Zone, Fenghuang
Road, Xikeng Village, Henggang Town, Longgang
District, Shenzhen, Guangdong China

Tel:+86-0755-33825988

Fax: +86-0755-33825989

Web: www.pan-go.com

Gracias por usar un producto Pangao.

Lea este manual con atención antes de usar el aparato y consérvelo para referencias futuras. Este manual incluye información sobre la tecnología y el uso.

Descripción del producto

El masajeador inteligente de cuello PG-2601B15 tiene un diseño estilizado con forma de aro, consistente con la curvatura fisiológica de las vértebras cervicales humanas. Combina cuatro funciones de calor infrarrojo lejano, vibración, terapia de luz roja y tracción circular, las cuales pueden extender el efecto curativo directamente hasta los tejidos profundos y la médula ósea. Durante todo el período de tratamiento mantiene el cuerpo en la posición correcta para proporcionar una plataforma científica para la prevención correcta y el tratamiento de dolencias de las vértebras cervicales, ofreciéndole, por lo tanto, cuidados multifuncionales sistémicos fáciles, eficientes, de bajo costo y agradables, en su casa.

Alcance de la aplicación del producto

Este masajeador fomenta la circulación sanguínea, relaja los músculos locales y alivia la fatiga; por lo tanto, es aplicable al cuidado y prevención del dolor en el cuello, entumecimiento de hombros y brazos, dolor de cabeza y mareo originados en dolencias cervicales.

Características del producto

- Diseño ergonómico, estético y científico, se ajusta perfectamente a la curva del cuello;
- Aplica un sistema síncrono que combina calor infrarrojo lejano, vibración, luz roja y tracción circular para formar un campo combinado de energía;
- Diseñado con tres niveles de calor infrarrojo lejano: bajo, medio y alto. Los usuarios pueden escoger según sus necesidades y la temperatura ambiental;
- Puede fomentar la circulación sanguínea local con la luz roja visible de longitud de onda 600-650nm.
- Batería de litio incorporada, de alta capacidad, carga rápida por USB, fácil de usar. Pantalla LED, fácil de manejar.
- Apagado automático si no se activa después de 30 minutos.

Estructura del producto



Cable USB

Cómo usarlo

1. Cargue por completo el producto antes de usarlo por primera vez.
2. Durante el uso del masajeador, cuando escuche un pitido que suena tres veces consecutivas, significa que la carga de la batería de litio incorporada está baja. Puede conectar un extremo del cable cargador en el receptor y conectar el otro extremo en el banco de energía portátil o en el puerto USB del ordenador (5V DC) y el indicador de carga titila en verde. Cuando la batería está totalmente cargada, el indicador de carga permanece verde.

Cómo manejarlo


1. Pulse el botón “

Uso de la batería recargable

1. Durante el uso del masajeador, cuando escuche un pitido que suena tres veces consecutivas, significa que la carga de la batería de litio incorporada está baja. Puede conectar un extremo del cable cargador en el receptor y conectar el otro extremo en el banco de energía portátil o en el puerto USB del ordenador (5V DC) y el indicador de carga titilará en verde. Cuando la batería está totalmente cargada, el indicador de carga permanece verde. Tarda de 2 a 3 horas para cargarse por completo.
2. En caso de uso normal, la vida útil de esta batería recargable es de más de 500 cargas y descargas; se puede usar unos dos o tres años (30 minutos al día).
3. Cuando la batería recargable no se usa por un largo tiempo, la vida útil se acorta. Se recomienda que se cargue al menos una vez al mes.

Manera de sacar la batería recargable

1. La batería de litio contenida en este producto, contiene sustancias que pueden contaminar el ambiente. Por favor saque la batería antes de desechar el producto.
2. Antes de desarmar el producto y sacar la batería de litio, asegúrese de apagarlo.
3. Siga los pasos 1 al 4, a continuación, para sacar la batería, como muestra la ilustración.
4. La batería debe ser desechara en un lugar regulado por el gobierno o en una unidad de reciclaje.



Precauciones de seguridad

1. Lea y comprenda todo el contenido del manual antes de usar este producto.
2. Este aparato no debe ser usado por mujeres en estado de gravidez o durante el período menstrual, ni por personas con piel sensible, cardiopatías, presión arterial irregular, un tumor maligno, enfermedad vascular cerebral, enfermedad aguda, o bajo tratamiento, antes de consultar con su médico.
3. Se prohíbe su uso mientras se baña, suda o duerme.
4. No use el masajeador en niños o en quienes no estén conscientes.
5. Se prohíbe su uso en pacientes con desórdenes perceptuales o quienes no sean sensibles al calor.
6. En caso de cualquier malestar al usar este masajeador, suspensa el uso de inmediato y consulte a un médico.
7. Se prohíbe su uso en lugares con temperatura ambiental alta, radiación electromagnética, inflamables o húmedos.
8. No desarme, repare, ni reacondicione este masajeador sin permiso, esto podría causar una descarga eléctrica u otro problema.
9. No lave este producto con agua.

Limpieza y mantenimiento

1. Al limpiar el producto, pase un paño suave o una toalla humedecida con un poco de agua, no use ningún preparado volátil.
2. Guárdelo en un lugar seco y ventilado.
3. No lo guarde en lugares con sol directo, alta temperatura o humedad.
4. Evite el uso de líquidos corrosivos como benceno, diluyente y otros solventes químicos en este producto y sus accesorios.

Desechado del producto

Para evitar la contaminación ambiental, cuando el aparato masajeador y sus accesorios alcancen su obsolescencia, no los deseche de forma indiscriminada. Hágalo según las exigencias de protección ambiental.

Solución de problemas

No lo desarme ni intente repararlo usted mismo.

Problemas	Ítem a inspeccionar	Solución
No enciende	¿Está descargada la batería recargable interna de la unidad?	Si tiene carga baja, cárguela con el cable USB cargador.
No se carga o no hay indicación de carga	¿Está bien conectado el cable USB?	Verifique que el cable USB cable esté conectado.
	¿La fuente de alimentación de carga está baja?	¿La salida de la potencia de carga es normal?
No funciona	¿Está en modo de espera?	Vuelva a pulsar el botón de encendido.

Parámetros y especificaciones

1. Especificaciones del producto

Nombre: Masajeador de cuello
Modelo: PG-2601B15
Suministro eléctrico: 5V DC 1A(USB)
Entrada: 5W
Batería de litio: 3.7V DC 1100mAh
Temperatura: +38°C~+48°C
Tiempo de carga: 2~3 horas
Tamaño de la caja de empaque: 210x188x77 mm
Peso: aprox. 155g

2. Condiciones de transporte y almacenamiento

Temperatura ambiental: -20°C~+55°C.
Humedad relativa: ≤93%.
Presión atmosférica: 50 kPa ~ 106 kPa.

pangao

NACKEN- MASSAGEGERÄT

Bedienungsanleitung

PG-2601B15



Shenzhen Pangao Electronic Co., Ltd.

Hauptsitz: No.25 1st Industry Zone, Fenghuang Road,
Xikeng Village, Henggang Town, Longgang District,
Shenzhen, Guangdong China

Tel:+86-0755-33825988

Fax: +86-0755-33825989

Web: www.pan-go.com

Vielen Dank für die Nutzung des Pangao-Produkts.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig
durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen gut auf.

Dieses Handbuch enthält Informationen zu Technologie und Verwendung.

Produktanweisung

Das intelligente Nackenmassagegerät PG-2601B15 weist ein stromlinienförmiges, ringförmiges Design auf, das der physiologischen Krümmung des menschlichen Halswirbels entspricht. Es kombiniert vier Funktionen: Ferninfrarot-Erwärmung, Vibration, Rotlichttherapie und kreisförmige Traktion, wodurch die heilende Wirkung direkt auf das tiefe Gewebe und das Knochenmark des Körpers einwirken kann. Während der gesamten Behandlungsdauer kann der menschliche Körper immer an einer geeigneten physischen Position gehalten werden, um eine wissenschaftliche Plattform für die korrekte Vorbeugung und Behandlung von Halswirbelkrankheiten zu bieten. Auf diese Weise erhalten Sie Zuhause eine einfache, effiziente, kostengünstige und angenehme multifunktionale systemische Gesundheitsversorgung.

Anwendungsbereich des Produkts

Dieses Massagegerät kann die lokale Durchblutung fördern, die lokalen Muskeln entspannen und Müdigkeit lindern. Daher ist es für die Gesundheitsfürsorge und Vorbeugung von Nackenschmerzen, Taubheit der Schultern und Arme, Kopfschmerzen und Schwindel aufgrund von Halswirbelkrankheiten geeignet.

Produktmerkmale

- Ergonomisches Design, ästhetisch und wissenschaftlich bewiesen, passt perfekt zur Nackenkurve.
- Ein synchrones Gesundheitssystem, welches die Ferninfrarotstrahlungswärme, Vibration, Rotlicht und kreisförmige Traktion kombiniert, wird angewendet, um ein effizientes zusammengesetztes Energiefeld zu bilden.
- Die Ferninfrarotstrahlungswärme ist mit drei Stufen ausgestattet "Niedrig", "Mittel" und "Hoch" und kann vom Benutzer je nach Bedarf und Umgebungstemperatur gewählt werden.
- Es kann die lokale Durchblutung durch sichtbares rotes Licht mit einer Wellenlänge von 600-650 nm fördern.
- Eingebauter Lithium-Akku mit hoher Kapazität, USB-Schnellladung, einfach zu bedienen.
- LED-Anzeige, einfach zu bedienen.
- Automatische Ausschaltung nach 30 Minuten ohne Benutzung.

Hauptstruktur des Produkts



USB Kabel

Wie benutzt man es

1. Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig auf.
2. Wenn Sie während der Benutzung des Massagegeräts drei Mal hintereinander einen Signalton hören, bedeutet dies, dass die eingebaute Lithiumbatterie fast leer ist. Sie können ein Ende des Ladekabels an den Stecker und ein anderes Ende an die mobile Energiebank oder den Computer-USB-Anschluss (5VDC) anschließen, und die Stromanzeige blinkt grün. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Betriebsanzeige grün.

Wie bedient man es


1. Drücken Sie kurz die Taste “” und das Massagegerät beginnt mit dem Standardheizmodus 2 zu arbeiten und stoppt nach 30 Minuten automatisch.
2. Drücken Sie dann erneut die Taste “”, um 4 verschiedene Modi auszuwählen, und die Anzeigen “1, 2, 3, 4” leuchten entsprechend auf. Zyklus in Folge: 2 (mittlere Hitze) - 3 (wechselnde Vibration + mittlere Hitze) - 4 (hohe Hitze) - 1 (geringe Hitze) - 2 (mittlere Hitze) - 3 (wechselnde Vibration + mittlere Hitze) - 4 (hohe Hitze) - 1 (schwache Hitze) ...
3. Halten Sie die Taste “” 1~2 Sekunden lang gedrückt und schalten Sie das Gerät aus.

Verwendung von wiederaufladbaren Batterien

1. Wenn Sie während der Benutzung des Massagegeräts drei Mal hintereinander einen Signalton hören, bedeutet dies, dass die eingebaute Lithiumbatterie fast leer ist. Sie können ein Ende des Ladekabels an den Host und ein anderes Ende an die mobile Power Bank oder den USB-Anschluss (5 V DC) des Computers anschließen. Anschließend blinkt die Stromanzeige grün. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Betriebsanzeige grün. Das vollständige Aufladen dauert ca. 2-3 Stunden.
2. Bei normalem Gebrauch ist der Akku über 500-mal geladen und entladen und kann ca. 2-3 Jahre lang (30 Minuten pro Tag) verwendet werden.
3. Wenn der Akku längere Zeit nicht benutzt wird, verkürzt sich die Lebensdauer. Es wird empfohlen, dass es mindestens einmal im Monat aufgeladen wird.

So nehmen Sie die eingebaute wiederaufladbare Batterie heraus

1. Die in dieses Produkt eingebaute Lithiumbatterie enthält Substanzen, die die Umwelt verschmutzen können. Bitte nehmen Sie den Akku heraus, bevor Sie dieses Produkt entsorgen.
2. Bitte stellen Sie sicher, dass der Strom ausgeschaltet ist, bevor Sie das Produkt zerlegen und die Lithiumbatterie herausnehmen.
3. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte von 1 bis 4, um den Akku nach und nach wie in der Abbildung gezeigt herauszunehmen.
4. Die Batterie muss an einem von der Regierung oder einer Recyclingeinheit geregelten Ort entsorgt werden.



Sicherheitsvorkehrungen

1. Bitte lesen und verstehen Sie den gesamten Inhalt des Handbuchs, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
2. Dieses Gerät darf nicht von schwangeren Frauen und Personen in der Menstruationsperiode sowie von Personen mit empfindlicher Haut, Herzerkrankungen, abnormalem Blutdruck, bösartigem Tumor, zerebralen Gefäßerkrankungen oder akuten Erkrankungen oder anderen behandelten Personen vor Rücksprache mit dem Arzt verwendet werden.
3. Verboten ist die Verwendung, wenn gebadet, geschwitzt oder geschlafen wird.
4. Kinder oder Personen, die kein Fähigkeitsbewusstsein aufweisen, sollten dieses Massagegerät nicht benutzen.
5. Verboten ist die Verwendung des Geräts von Patienten mit Wahrnehmungsstörungen oder Personen, die nicht hitzeempfindlich sind.
6. Bei Unannehmlichkeiten mit diesem Massagegerät sofort aufhören und einen Arzt aufsuchen.
7. Verbieten Sie die Verwendung an Orten mit hoher Temperatur, elektromagnetischer Strahlung, entflammbarer oder feuchten Orten.
8. Bitte bauen Sie das Massagegerät nicht ohne Erlaubnis auseinander, reparieren Sie es nicht und bauen Sie es nicht wieder auf. Andernfalls kann es zu Problemen oder Stromschlägen kommen.
9. Bitte waschen Sie dieses Produkt nicht mit Wasser.

Reinigung und Instandhaltung

1. Wenn Sie das Produkt reinigen, wischen Sie es mit einem weichen Tuch oder einem mit etwas Wasser angefeuchteten Tuch ab und wischen Sie es nicht mit einem explosiven Präparat ab.
2. Bitte lagern Sie es an einem trockenen und belüfteten Ort.
3. Lagern Sie es nicht an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen oder Feuchtigkeit.
4. Verwenden Sie keine ätzenden Flüssigkeiten wie Benzol, Verdünner und andere chemische Lösungsmittel für dieses Produkt und das Zubehör.

Produktentsorgung

Entsorgen Sie Massagegeräte und Zubehörteile nicht nach dem Zufallsprinzip, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.
Entsorgen Sie das Gerät gemäß den örtlichen Umweltschutzbestimmungen.

Fehlerbehebung

Zerlegen Sie das Gerät nicht und versuchen Sie nicht es auf eigene Hand zu reparieren.

Probleme	Gegenstand	Lösung
Fehler beim Booten	Ist der interne Akku des Hauptgeräts schwach?	Wenn der Stromverbrauch niedrig ist, laden Sie ihn bitte mit einem USB-Ladekabel auf.
Kann nicht aufgeladen werden oder keine Ladeanzeige	Ist das USB-Kabel richtig angeschlossen?	Überprüfen Sie, ob das USB-Kabel richtig angeschlossen ist.
	Ist die Ladeleistung niedrig?	Ist die Ladeleistung normal?
Funktioniert nicht	Im Ruhemodus?	Drücken Sie erneut die Modelltaste.

Technische Parameter und Spezifikation

1. Produktspezifikation

Name: Nacken Massagegerät

Modell: PG-2601B15

Energieversorgung: 5V DC 1A (USB);

Eingangsleistung: 5W

Lithium Batterie: 3.7V DC 1100mAh

Heiztemperatur: +38°C~+48°C;

Ladezeit: 2~3 Stunden

Abmessung des Verpackungskartons: 210x188x77 mm

Gewicht: ca. 155g

2. Transport- und Lagerbedingungen

Umgebungstemperatur: -20 °C ~ + 55 °C;

Relative Luftfeuchtigkeit: ≤93%;

Atmosphärendruck: 50 kPa ~ 106 kPa.

MASAŻER DO SZYI

Instrukcja obsługi

PG-2601B15



Shenzhen Pangao Electronic Co., Ltd.

Siedziba główna: No 25 1st Industry Zone,
Fenghuang Road, Xikeng Village, Henggang Town,
Longgang District, Shenzhen, Guangdong Chiny
Tel.: +86-0755-33825988
Faks: +86-0755-33825989
Strona www: www.pan-go.com

Dziękujemy za korzystanie z produktu Pangao.

Uważnie przeczytaj tę instrukcję przed użyciem i , zachowaj ją, aby móc odnieść się do niej w przyszłości . Ta instrukcja obejmuje technologię i informacje dotyczące użycia produktu

Instrukcja dotycząca produktu

Inteligentny masażer do szyi PG-2601B15 to urządzenie w kształcie pierścienia, które łączy w siebie cztery funkcje ogrzewania w podczerwieni, wibracji, terapii czerwonym światłem i trakcji kołowej, które mogą powodować efekt terapeutyczny, opierający się na bezpośrednim docieraniu do tkanek i szpiku w organizmie. Przez cały okres leczenia może ono zawsze utrzymywać ciało użytkownika we właściwej pozycji fizycznej, aby zapewnić platformę naukową do prawidłowego zapobiegania oraz leczenia chorób kręgów szyjnych , a tym samym oferując Ty łatwą wydajną, opłacalną, przyjemną i wielofunkcyjną opiekę zdrowotną w domu.

Zakres stosowania produktu

Ten masażer może zwiększać lokalny obieg krwi, relaksację lokalnych mięśni i redukcję zmęczenia, dzięki czemu nadaje się do opieki zdrowotnej oraz zapobiegania bólu szyi, drętwieniu ramion, a także bólu i zawroty głowy spowodowanym chorobami kręgów szyjnych.

Cechy produktu

- Ergonomiczny projekt, estetyczny i naukowy, doskonale dopasowujący się do kształtu szyi; Synchroniczny system opieki zdrowotnej wraz z ciepłem FIR, wibracje, podczerwień oraz cyrkularne tarcie w celu formowania kompozytowego pola energii;
- Ciepło FIR, które zostało zaprojektowane z trzema klasami poziomów: niskim, średnim i wysokim. Użytkownicy mogą wybrać poziom zgodnie z ich potrzebami i temperaturą otoczenia;
- Urządzenie może zwiększać miejscowe krążenie krwi dzięki widocznemu czerwonemu światłu o długości fali 600–650 nm.
- Wbudowana bateria litowa o dużej pojemności, szybkie ładowanie za pomocą kabla USB. Łatwy w obsłudze wyświetlacz LED. Automatyczne wyłączanie przy braku działania po 30 minutach.

Budowa główna produktu



Kabel USB

Sposób użycia

1. Przed pierwszym użyciem należy naładować produkt.
2. Gdy podczas korzystania z masażera usłyszysz charakterystyczny dźwięk 3 razy, będzie oznaczać to, że stan wbudowanej baterii litowej jest niski. Możesz podłączyć jeden koniec kabla ładowającego do gniazda, a drugi do powerbanku lub portu USB komputera (5 V DC). Wskaźnik zasilania zacznie wtedy migać na zielono. Gdy bateria będzie w pełni naładowana, wskaźnik zasilania zaświeci się na zielono.

Jak używać?


1. Krótko naciśnij przycisk  , aby masażer zaczął działać w domyślnym trybie ogrzewania 2 i przestał działać automatycznie po 30 minutach.
2. aby wybrać jeden  z 4 różnych trybów. Zaświeci się odpowiednio: 1, 2, 3, lub 4. Te tryby to: 2 (średnie ciepło) -3 (przerywane振动 + średnie ciepło) -4 (wysokie ciepło) -1 (niskie ciepło) -2 (średnie ciepło) -3 (wibracje przerywane + średnie ciepło) -4 (wysokie ciepło) -1 (niskie ciepło)
3. Naciśnij  przez 1-2 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.

Wykorzystanie baterii wielokrotnego ładowania

- 1.Gdy podczas korzystania z masażera usłyszysz charakterystyczny dźwięk 3 razy, będzie oznaczać to, że stan wbudowanej baterii litowej jest niski. Możesz podłączyć jeden koniec kabla ładowającego do gniazda, a drugi do powerbanku lub portu USB komputera (5 V DC). Wskaźnik zasilania zacznie wtedy migać na zielono. Gdy bateria będzie w pełni naładowana, wskaźnik zasilania zaświeci się na zielono. Pełne naładowanie zajmuje około 2-3 godzin.
2. W przypadku normalnego użytkowania żywotność tej baterii wynosi ponad 500 naładowań i rozładowań. Nadaje się do używania przez około 2-3 lata (30 minut dziennie).
3. Gdy bateria nie będzie używana przez dłuższy czas, jej żywotność zostanie skrócona. Zaleca się ładowanie jej co najmniej raz w miesiącu..

Jak wyjmować wbudowaną baterię?

1. Bateria litowa wbudowana w ten produkt zawiera substancje, które mogą zanieczyszczać środowisko. Wyjmij ją przed utylizacją tego produktu.
2. Przed demontażem produktu i wyjęciem baterii litowej należy wyłączyć zasilanie.
3. Wykonaj poniższe kroki od 1 do 4, aby wyjąć baterię zgodnie z przedstawioną grafiką.
4. Baterię należy wyrzucić w punkcie regulowanym przez rząd lub organizację zajmującą się recyklingiem.



Środki ostrożności

- Przed użyciem tego produktu przeczytaj i upewnij się, że rozumiesz treść jego instrukcji.
- Urządzone nie może być stosowane u kobiet w ciąży i kobiet w podczas menstruacji, a także osób o wrażliwej skórze, chorobach serca, z nieprawidłowym ciśnieniem krwi, nowotworami złośliwymi, chorobami naczyń mózgowych, ostrymi chorobami lub innymi chorobami bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.
- Zabrania się używania urządzenia podczas kąpieli, pocenia się lub snu.
- Masażer nie powinien być używany przez dzieci i osoby, które nie wiedzą, jak z niego korzystać.
- Zabrania się używania produktu przez pacjentów niepełnosprawnością percepcyjną i lub osób niewrażliwych na ciepło.
- W przypadku dyskomfortu podczas korzystania z tego masażera, należy natychmiast go odstawić.
- Zabrania się używania urządzeni w wysokich temperaturach, w obrębie promieniowania elektromagnetycznego, a także w łatwopalnych i wilgotnych miejscach.
- Nie rozmontuj, naprawiaj i ponownie montuj części tego masażera bez zgody, ponieważ może spowodować to jego awarię lub porażenie prądem.
- Nie należy czyścić tego produktu przy użyciu wody.

Czyszczenie i konserwacja

- Podczas czyszczenia produktu należy wytrzeć go miękką ściereczką lub ręcznikiem zwilżonym niewielką ilością wody.
- Przechowuj urządzenie w suchym i przewiewnym miejscu.
- Nie przechowuj urządzenia w miejscach nasłonecznionych i wigotnych.
- Unikaj używania do tego produktu i jego akcesoriów. silnie żrących płynów, takich jak benzen, rozcieńczalnik i inne rozpuszczalniki chemiczne.

Utylizacja produktu

Aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska, gdy urządzenie przestanie działać, nie należy wyrzucać go wraz z innymi odpadkami. Zutylizuj je zgodnie z lokalnymi wymogami dotyczącymi ochrony środowiska.

Rozwiązywanie problemów

Nie demontuj urządzenia ani nie podejmuj się prób

Problems	Przedmiot badania	Rozwiązanie
Błąd uruchomienia	Czy stanowiącej baterii wielokrotnego użytku z jednostki głównej jest niski?	Jeśli jej stan naładowania jest niski, należy naładować baterię pomocą kabla a USB.
Nie można naładować lub urządzenie nie wskazuje na tryb ładowania	Czy kabel USB jest dobrze podłączony? Czy poziom zasilania jest niski?	Sprawdź, czy kabel USB jest zainstalowany. Czy moc ładowania jest normalna?

Parametry techniczne i specyfikacje

1. Specyfikacja

Nazwa: Masażer do szyi
Model: PG-2601B15
Zasilanie 5V DC 1A(USB); Moc wejściowa 5W
Bateria litowa: 3.7V DC 1100mAh
Temperatura grzewcza: +38°C~+48°C;
Czas ładowania 2~3 h
Wymiary opakowania: 210x188x77 mm Waga: około 155 g

2. Transport i przechowywanie

Temperatura otoczenia: -20°C ~ +55°C;
Wilgotność: ≤93%;
Ciśnienie atmosferyczne: 50 kPa ~ 106 kPa.

pangao

MASSAGGIATORE PER COLLO

Manuale di istruzioni

PG-2601B15



Shenzhen Pango Electronic Co., Ltd.

Sede: No.25 1^a zona industriale, Fenghuang Road,
Xikeng Village, Henggang Town, Longgang District,
Shenzhen, Guangdong Cina

Tel: +86-0755-33825988

Fax: +86-0755-33825989

Sito web: www.pan-go.com

Grazie per aver acquistato questo prodotto Pangao.

Si prega di leggere con attenzione questo manuale prima dell'uso e di conservarlo per riferimenti futuri. Questo manuale include informazioni sulla tecnologia e sull'utilizzo del prodotto.

Istruzioni del prodotto

Il prodotto PG-2601B15 è un massaggiatore per collo intelligente a forma di anello progettato in accordo con la curvatura fisiologica delle vertebre cervicali dell'essere umano. Combina quattro funzioni diverse, riscaldamento a infrarossi, vibrazione, terapia con luce rossa e trazione circolare, per far sì che gli effetti curativi raggiungano i tessuti interni del corpo e la zona del midollo osseo. Durante l'intero trattamento il prodotto è in grado di mantenere il corpo nella corretta posizione fornendo prevenzione e trattamento delle patologie a carico delle vertebre cervicali e fornendo un sistema di cura semplice, efficiente, economico e che può essere utilizzato nella propria casa.

Campo di applicazione del prodotto


Il massaggiatore è in grado di promuovere la circolazione del sangue a livello locale, il rilassamento dei muscoli e la riduzione della fatica ed è utile nella prevenzione di dolori al collo, intorpidimento di spalle e braccia, emicranie e giramenti di testa dovuti a problemi alle vertebre cervicali.

Caratteristiche del prodotto

- Progettato in modo ergonomico e scientifico e dall'aspetto accattivante
- Segue perfettamente la curva del collo. Include riscaldamento a infrarossi, vibrazione, luce rossa e trazione circolare per fornire energia
- in modo efficiente e diversificato.
Il riscaldamento a infrarossi include tre livelli "Basso, Medio e Alto"
- selezionabili in base alle esigenze dell'utente e alla temperatura ambientale.
- Migliora la circolazione del sangue localizzata grazie alla luce rossa visibile con una lunghezza d'onda compresa tra 600 e 650 nm.
- Batteria al litio integrata ad elevata capacità, carica rapida USB. Display a LED, facile da utilizzare.

Spegnimento automatico se non viene utilizzato per 30 minuti.

Struttura principale del prodotto



Cavo USB

Come utilizzare

- Si prega di ricaricare completamente prima di utilizzarlo per la prima volta.
- Se si avverte un suono del cicalino per 3 volte consecutive durante l'uso del prodotto ciò significa che la carica della batteria al litio integrata è bassa. È possibile connettere una delle estremità del cavo di ricarica al prodotto e l'altra estremità ad una porta USB del computer (5V, DC) o un power bank; l'indicatore di ricarica assume un colore verde e inizia a lampeggiare. Quando la batteria è completamente carica la spia luminosa rimane accesa con un colore verde.

Come operare


- Premere il pulsante “” per attivare il funzionamento del massaggiatore con la modalità di riscaldamento di default 2; il funzionamento si interrompe automaticamente dopo 30 minuti.
- Premere nuovamente il pulsante “” per selezionare una delle 4 modalità di funzionamento. Si accende una luce con l'indicazione “1, 2, 3 o 4” corrispondente alla selezione. La sequenza delle modalità è la seguente: 2 (calore medio) - 3 (vibrazione intermittente + calore medio) - 4 (calore elevato) - 1 (calore basso) - 2 (calore medio) - 3 (vibrazione intermittente + calore medio) - 4 (calore elevato) - 1 (calore basso) ...
- Premere e tenere premuto il pulsante “” per 1-2 secondi per spegnere.

Utilizzo di batterie ricaricabili

- Se si avverte un suono del cicalino per 3 volte consecutive durante l'uso del prodotto ciò significa che la carica della batteria al litio integrata è bassa. È possibile connettere una delle estremità del cavo di ricarica al prodotto e l'altra estremità ad una porta USB del computer (5V, DC) o un power bank; l'indicatore di ricarica assume un colore verde e inizia a lampeggiare. Quando la batteria è completamente carica la spia luminosa rimane accesa con un colore verde. Il tempo di ricarica è di circa 2-3 ore.
- Con un uso normale la vita utile della batteria è di oltre 500 cicli di carica-scarica e può essere utilizzata per circa 2-3 anni (30 minuti al giorno).
- La vita utile della batteria si accorcia se non viene utilizzata per lungo tempo. Si consiglia di ricaricare la batteria almeno una volta al mese.

Come rimuovere le batterie ricaricabili integrate

- Le batterie al litio integrate in questo prodotto contengono sostanze che possono inquinare l'ambiente. Si prega di rimuoverle prima di smaltire il prodotto.
- Spegnere l'alimentazione prima di disassemblare il prodotto e rimuovere le batterie al litio.
- Seguire i passi 1-4 indicati di seguito per completare la procedura di rimozione della batteria.
- La batteria deve essere smaltita nei centri indicati dal governo o presso i punti di riciclo.



Precauzioni di sicurezza

- Leggere e comprendere tutte le sezioni del manuale prima di utilizzare questo prodotto.
- Questo prodotto non può essere usato da donne in gravidanza o nel periodo mestruale, da persone con pelle sensibile, problemi cardiaci, pressione del sangue anomala, tumori maligni, malattie vascolari cerebrali, malattie gravi o persone sotto trattamento medico senza prima consultare il proprio medico.
- Non utilizzare durante il bagno, in caso di sudore e durante il sonno.
- Non utilizzare su bambini o su persone prive di consapevolezza e capacità di esprimersi.
- Non usare su pazienti non sensibili al calore o con disabilità percettive.
- Nel caso si avvertano fastidi interrompere immediatamente l'utilizzo e contattare un medico.
- Non usare in caso di temperature elevate, in presenza di radiazioni elettromagnetiche, materiali infiammabili o in ambienti umidi.
- Non disassemblare, riparare e modificare senza permesso per evitare inconvenienti e rischio di scosse elettriche.
- Non lavare con acqua.

Pulizia e manutenzione

- Utilizzare un panno morbido o un asciugamano leggermente umido per pulire il prodotto e non utilizzare componenti volatili.
- Conservare in un ambiente asciutto e ben ventilato.
- Non conservare in ambienti dove può venire esposto a luce solare diretta, temperature elevate o umidità. Non utilizzare liquidi corrosivi come benzene, diluenti e altri prodotti chimici su questo prodotto e sugli accessori.

Smaltimento del prodotto

Per evitare danni all'ambiente quando il prodotto e gli accessori diventano troppo vecchi per essere utilizzati non smaltrirli insieme ai normali rifiuti domestici. Riciclarli correttamente. Riciclarli in accordo alle norme locali di protezione dell'ambiente.

Risoluzione dei problemi

Non disassemblare o riparare il prodotto da

Problema	Ispezione elemento	Soluzione
Il prodotto non si avvia	La batteria ricaricabile integrata è scarica?	Se è scarica ricaricare con un cavo di ricarica USB
Impossibile ricaricare o nessuna indicazione di ricarica	Il cavo USB è connesso correttamente?	Controllare che il cavo USB sia collegato in modo corretto.
	La ricarica fornisce poca potenza?	La ricarica fornisce potenza normale?

Parametri tecnici e specifiche

1. Specifiche prodotto

Nome: Massaggiatore collo
Modello: PG-2601B15
Alimentazione: 5V DC 1A(USB);
Alimentazione: 5W
Batteria al litio: 3.7V DC 1100mAh
Temperatura di riscaldamento: +38°C~+48°C;
Tempo ricarica 2~3 ore
Dimensioni della confezione: 210x188x77 mm
Peso: circa 155g

2. Condizioni di trasporto e stoccaggio

Temperatura ambiente: -20°C ~ +55°C;
Umidità relativa ≤93%;
Pressione atmosferica: 50 kPa ~ 106 kPa.

MASSEUR DE COU

Mode d'Emploi

PG-2601B15



Shenzhen Pangao Electronic Co., Ltd.

Site Principal : No.25 1st Industry Zone, Fenghuang Road,
Xikeng Village, Henggang Town, Longgang District,
Shenzhen, Guangdong, Chine

Tél :+86-0755-33825988

Fax : +86-0755-33825989

Web : www.pan-go.com

Merci d'utiliser un produit Pangao.

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant toute utilisation, et veuillez le conserver pour futures références.

Ce mode d'emploi contient des informations relatives à la technologie employée et à l'utilisation de l'appareil.

Description du produit

Le masseur de cou intelligent PG-2601B15 présente un design élancé en forme d'anneau, consistant avec la courbure physiologique des vertèbres cervicales humaines. Il combine quatre fonctions - chauffage infrarouge lointain, vibration, thérapie par la lumière rouge et traction circulaire, qui font en sorte que l'effet curatif atteigne directement les tissus profonds et la moelle du corps. Pendant toute la durée du traitement, il peut toujours maintenir le corps humain dans une position physique appropriée afin de fournir une plate-forme scientifique pour la prévention et le traitement appropriés des maladies des vertèbres cervicales, vous offrant ainsi un système de soins à domicile qui soit multifonctionnel, simple, efficace, économique et agréable.

Champ d'application du produit

Ce masseur permet de favoriser la circulation sanguine locale, de détendre les muscles locaux et de soulager la fatigue ; il est donc utilisable pour des soins de santé et la prévention des douleurs du cou, des engourdissements des épaules et des bras, des maux de tête et vertiges résultant de problèmes aux vertèbres cervicales.

Caractéristiques du produit

- Conception ergonomique, esthétique et scientifique, s'adapte parfaitement à la courbe du cou.
- Un système de soins synchrone combinant chaleur FIR, vibration, lumière rouge et une traction circulaire forme un champ énergétique composite efficace.
- La chaleur FIR, qui est disponible à trois degrés « Bas, Moyen et Elevé », les utilisateurs pouvant choisir en fonction de leurs besoins et de la température ambiante.
- Il peut favoriser la circulation sanguine locale avec un éclairage visible à la lumière rouge d'une longueur d'onde de 600-650 nm.
- Batterie au lithium haute capacité intégrée, chargement rapide USB, facile à utiliser.
- Affichage LED, facile à utiliser.
- Arrêt automatique sans aucune opération après 30 minutes.

Structure principale du produit



USB Cable : Câble USB

Comment utiliser

1. Veuillez charger complètement le produit avant de l'utiliser pour la première fois.
 2. Pendant l'utilisation du masseur, lorsque vous entendez le bip sonore de la sonnerie 3 fois, cela signifie que la puissance de la batterie au lithium intégrée est faible. Vous pouvez brancher une extrémité du câble de charge dans l'hôte et branchez une autre extrémité dans la banque d'alimentation mobile ou le port USB de l'ordinateur (5V DC), et le voyant d'alimentation va alors clignoter en vert.
- Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant d'alimentation reste vert.

Comment opérer


1. Appuyez brièvement sur le bouton “” et le masseur commence à fonctionner avec le mode de chauffage par défaut (#2) et il cessera de fonctionner automatiquement après 30 minutes.
2. Appuyez ensuite à nouveau sur le bouton “” pour sélectionner l'un des 4 modes différents, et les indicateurs 1, 2, 3, 4 s'allumeront en conséquence. Cycle en séquence : 2 (chaleur moyenne) - 3 (vibration intermittente + chaleur moyenne) - 4 (chaleur élevée) - 1 (chaleur faible) - 2 (chaleur moyenne) - 3 (vibration intermittente + chaleur moyenne) - 4 (chaleur élevée) - 1 (chaleur faible).
3. Appuyez longuement sur le bouton “” pendant 1 ~ 2 secondes et coupez l'alimentation.

Utilisation d'une batterie rechargeable

1. Pendant l'utilisation du masseur, lorsque vous entendez le bip sonore de la sonnerie 3 fois, cela signifie que la puissance de la batterie au lithium intégrée est faible. Vous pouvez brancher une extrémité du câble de charge dans l'hôte et brancher une autre extrémité dans la banque d'alimentation mobile ou le port USB de l'ordinateur (5V DC) ; le voyant d'alimentation clignote alors en vert. Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant d'alimentation reste vert. Il faudra environ 2-3 heures à la batterie pour charger complètement.
2. En cas d'utilisation normale, la longévité de cette batterie rechargeable est supérieure à 500 charges et décharges, et elle peut être utilisée pendant environ 2-3 ans (à raison de 30 minutes par jour).
3. Lorsque la batterie rechargeable n'est pas utilisée pendant une longue période, la durée de vie s'en trouve raccourcie. Il est recommandé de la charger au moins une fois par mois.

Comment retirer la batterie rechargeable intégrée

1. La batterie au lithium intégrée à ce produit contient des substances qui peuvent polluer l'environnement. Veuillez retirer la batterie avant de jeter ce produit.
2. Veuillez-vous assurer de couper l'alimentation avant de démonter le produit et de retirer la batterie au lithium.
3. Suivez les étapes ci-dessous, de 1 à 4, pour retirer la batterie progressivement comme le montre l'image.
4. La batterie doit être jetée dans un endroit réglementé par le gouvernement ou dans un centre de recyclage.



Précautions de sécurité

1. Veuillez lire et comprendre tout le contenu du manuel avant d'utiliser ce produit.
2. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des femmes enceintes ou en période menstruelle et par des personnes ayant une peau sensible, une maladie cardiaque, une tension artérielle anormale, une tumeur maligne, une maladie vasculaire cérébrale, une maladie aiguë, ou par les personnes sous traitement, avant consultation avec le médecin.
3. Ne pas utiliser lors du bain, en cas de transpiration ou pendant le sommeil.
4. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes souffrant de troubles mentaux
5. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des patients ayant une déficience perceptuelle ou ayant des problèmes de sensibilité à la chaleur.
6. En cas d'inconfort lors de l'utilisation de ce masseur, arrêtez immédiatement de l'utiliser et consultez un médecin.
7. Ne pas utiliser à haute température, sous rayonnement électromagnétique, dans des environnements inflammable ou humide.
8. Veuillez ne pas démonter, réparer et remonter ce masseur sans autorisation, car cela pourrait entraîner des problèmes ou chocs électriques.
9. Veuillez ne pas laver ce produit avec de l'eau.

Nettoyage et entretien

1. Lors du nettoyage du produit, essuyez-le avec un chiffon doux ou une serviette humidifiée avec un peu d'eau, et ne l'essuyez pas avec une préparation volatile.
2. Veuillez le ranger dans un endroit sec et ventilé.
3. Ne le stockez pas dans des endroits exposés au soleil, à des températures élevées ou à l'humidité.
4. Évitez d'utiliser des liquides corrosifs tels que le benzène, les diluants et autres produits chimiques solvants sur ce produit et ses accessoires.

Mise au rebut du produit

Afin d'éviter la pollution de l'environnement, lorsque l'appareil de massage et les accessoires vieillissent et ne peuvent plus être utilisés, veuillez ne pas les jeter avec les déchets ménagers. Disposez-en proprement, conformément aux exigences locales de protection de l'environnement.

Résolution des Problèmes

Ne démontez pas et n'essayez pas de réparer cet appareil par vous-même.

Problème	Élément à Inspecter	Solution
Pas de démarrage	Est-ce que la batterie rechargeable interne de l'appareil est faible ?	Si elle est faible, veuillez-la charger à l'aide d'un câble USB
Ne charge pas, ou absence d'indication de charge	Le câble USB est-il convenablement connecté ?	Vérifiez que le câble USB est bien en place.
	Est-ce que l'alimentation électrique est faible ?	Est-ce que l'alimentation électrique est normale ?
Pas de charge	En Pause ?	Appuyez de nouveau sur le bouton « modèle »

Paramètres et spécifications techniques

1. Caractéristiques du produit

Nom : Masseur de cou
Modèle : PG-2601B15
Alimentation : 5V DC 1A (USB)
Puissance d'entrée : 5W
Batterie au lithium : 3,7V DC 1100 mAh
Température de chauffage : + 38 °C ~ + 48 °C
Temps de charge : 2 ~ 3 heures
Dimension de la boîte d'emballage : 210x188x77 mm
Poids : environ 155g

2. Conditions de transport et de stockage

Température ambiante : -20 °C ~ + 55 °C
Humidité relative : ≤93% Pression atmosphérique : 50 kPa ~ 106 kPa.